

Maxi Cart 2

Carrello per barre di sollevamento per sollevatori a soffitto

ARJOHUNTLEIGH
GETINGE GROUP



Il carrello *Maxi Cart*TM 2 è ideato a supporto degli assistenti per ridurre la quantità di sollevamenti manuali effettuati all'interno delle strutture di assistenza. Le barre di sollevamento e le barre per barelle possono essere rimosse dal carrello secondo le esigenze e riposte nuovamente quando non in uso. La comodità di riporre il tutto su di un unico carrello garantisce che l'attrezzatura sia sempre pronta all'uso.

Il carrello *Maxi Cart* 2 è progettato specificatamente per la gamma di barre di sollevamento e barre per barelle *Maxi Sky*.

Gli operatori possono effettuare qualsiasi operazione direttamente dal carrello al sollevatore, evitando completamente qualsiasi sollevamento manuale. Il carrello è inoltre facile da manovrare ed evita che gli operatori debbano trasportare per tutta la struttura di assistenza ingombranti attrezzature.

ArjoHuntleigh si impegna a creare ambienti di assistenza sicuri ed efficienti. Il carrello *Maxi Cart* 2 può aiutare a prevenire lesioni legate alle attività lavorative rendendo gli accessori della gamma *Maxi Sky* facilmente accessibili e promuovendo così operazioni di sollevamento sicure per pazienti e assistiti.

Caratteristiche chiave

- Sempre pronto
- Facile da usare
- Non è necessario alcun sollevamento manuale
- Tutti gli accessori in un unico posto



Informazioni sul prodotto

Altezza totale	1248 mm (49,1")
Lunghezza totale	868 mm (34,2")
Larghezza complessiva	526 mm (20,7")
Dimensioni confezione (L x P x A)	1030 x 540 x 370 mm
Peso del prodotto	16 kg (35,3 lb)

Capacità di carico massima	20 kg (44,1 lb)
Ruote anteriori (x2)	
Ruote pivotanti	100 mm (4")
Ruote posteriori (x2)	
Ruote pivotanti con freno	100 mm (4")

ARJOHUNTLEIGH
GETINGE GROUP

ArjoHuntleigh raccomanda di utilizzare sui prodotti solo componenti originali espressamente progettati per lo scopo e forniti da ArjoHuntleigh. Conformemente alla sua politica di costante miglioramento dei propri prodotti, ArjoHuntleigh si riserva di modificarne le specifiche senza preavviso.

® e ™ sono marchi registrati delle aziende del Gruppo ArjoHuntleigh.
© ArjoHuntleigh, 2014

■ ArjoHuntleigh AB, Hans Michelsengatan 10, 211 20 Malmö, SWEDEN
Phone: +46 (0) 10 335 45 00

ArjoHuntleigh S.p.A.

Via di Tor Vergata, 432
00133 Roma, ITALIA
Telefono: +390687426211
Fax: +390687426222
mailto: Italy.promo@ArjoHuntleigh.com
www.ArjoHuntleigh.it

ArjoHuntleigh S.p.A.

Via A. Meucci, 1
20090 Assago MI, ITALIA
Telefono: +3902457174218
Fax: +390245717423